

A.A.T. Laborservice : Abholung nur dienstags nach Anmeldung !

Sie haben das A.A.T. – Laborservice-Paket erhalten: 1 x Faltkarton und 3 x Probenbeutel.

Das von Ihnen fertig gepackte Paket wird nur dienstags kostenfrei durch den Versandservice UPS abgeholt. Bitte beachten Sie unbedingt die folgende Vorgehensweise:

1. Abholung durch UPS nur dienstags ab 10.00
2. Voraussetzung: bis Montag, 16.00 bei A.A.T. telefonisch die Abholung beauftragen (Tel: 038852 – 6040, wo genau soll das Paket abgeholt werden, wer ist bei Ihnen Ansprechpartner ?)
3. Probemenge mindestens 500g
4. Probe erst am Dienstagmorgen entnehmen, bis zur Abholung möglichst kühlen / einfrieren !
5. Beschriftung der Probenbeutel ist von uns mit Partienummer bereits gemacht, mehr ist nicht nötig.

Durchführung der Probenahme :

- nur sauberes Werkzeug verwenden, sauberer Mischprobeneimer und exaktes Arbeiten bringt verwertbare Ergebnisse.
- Mischprobe nicht im Eimer belassen sondern sofort luftdicht verpacken.
- Machen Sie sich in Ruhe mit dem Schließmechanismus unserer Probenbeutel vertraut, **solang der Beutel noch nicht befüllt ist** (Gefahr: Klebestreifen wird verunreinigt, Beutel nicht mehr luftdicht verschließbar)
- drücken Sie vor dem Verschließen überschüssige Luft aus dem Beutel !

Probenahme offenes Silos:

An mehreren Punkten der Anschnittstelle und in verschiedenen Höhen Stichproben mit Spaten entnehmen, in Eimer vermischen und Beutel füllen.

Je mehr Einzelproben vermischt werden, umso repräsentativer die Analyseergebnisse !

Probenahme geschlossenes Silo:

Wer keinen eigenen Probenstecher hat, nehme ein einseitig angeschliffenes Rohr (z.B. 3/4 Zoll) von ca. 2 m Länge, schlage das Rohr an mehreren Stellen mit dem Vorschlaghammer in den Stapel und entleere den Rohrinhalt mit Hilfe eines dünneren Rohres in den Probeneimer. Um tiefer in den Stapel zu gelangen, mehrmals an der gleichen Stelle proben. Löcher der Entnahmestelle mit Klebeband wieder abdichten.

Probenstecher im Eigenbau:

3/4-Zoll-Rohr mit min. 1,50m Länge horizontal mehrfach durchbohren (alle 20cm),

„Zugstab entsprechender Stärke“ horizontal durchstecken (T – Griff entsteht)

Stecher in den Stapel rammen (mit Hammer)

Stecher stückweise und kraftschonend aus dem Silagestapel herausziehen, indem der Zugstab entsprechend „nachgesetzt“ wird.

Probenversand und Analysekosten sind für Sie kostenfrei, sofern Ihre Partie schließlich seitens A.A.T. gehandelt wird.

Handelt A.A.T. nicht, so entstehen Ihnen pauschale Kosten in Höhe von 50,00 € netto, die Analyse geht dann mit der Rechnungslegung in Ihr Eigentum über.

Viel Erfolg wünscht das A.A.T. Team, wenden Sie sich bei Fragen gern an uns.

Tel: 038852 - 6040